








Infuset - Infusion extension set Instructions for Use (IFU)

PICTURES	ENGLISH	FRENCH	SPANISH	GERMAN	ITALIAN
 <p>WARNING:</p>	<p>The Infuset infusion extension sets are sterile single use disposable tubing extension sets with various lengths and internal diameters. Infusets are intended to connect medical infusion devices for IV and subcutaneous infusion as required and determined by clinicians in the home or hospital environment. Single use only Do not re-sterilize Use aseptic technique Follow pharmacy / physician instructions U.S. Federal Law restricts this device to sale by or on order of a physician</p>	<p>Les ensembles de perfusion Infuset de vulgarisation sont stériles à usage unique jetables tubes prolongateurs de différents longueurs et diamètres internes. Infusets sont destinés à connecter des périphériques médicales à perfusion pour perfusion IV et sous-cutanée selon les besoins et déterminé par les cliniciens dans la maison ou au milieu hospitalier. à usage unique Ne pas restériliser Utiliser une technique aseptique Suivez les instructions du médecin Si la source de fluide est déconnecté pendant les étapes suivantes, arrêter le processus et placer un capuchon stérile non-ventilé sur la seringue et le tube</p>	<p>Los equipos de infusión Infuset extensión son desechables estériles de un solo uso alargaderas tubos con diferentes longitudes y diámetros internos. Infusets está diseñado para conectar dispositivos médicos de infusión para la infusión IV y subcutánea cuando es necesario y determinado por los médicos en el hogar o el ambiente hospitalario. Un solo uso. No re-esterilizar Utilice una técnica aséptica Siga las instrucciones del médico Si la fuente de líquido se desconecta durante los siguientes pasos, detenga el proceso y coloque un tapón estéril sin ventilación a la jeringa y otro al equipo</p>	<p>Die Infuset Infusion Infusionsleitung sind sterile Einwegkamera Schlaucherstreckung Sets mit verschiedenen Längen und Innendurchmesser. Infusets sollen medizinische Infusionsgeräte für IV und subkutane Infusion angeschlossen Bedarf ermittelt und von Ärzten zu Hause oder im Krankenhaus. Nur zur Einmalverwendung Nicht Wiedersterilisieren Aseptik-Technik verwenden Ärztliche Anweisungen beachten Wenn kein Flüssigkeitsspender während der unten beschriebenen Prozeduren angeschlossen ist, muss dieser Prozess abgebrochen werden, eine sterile Kappe an der Spritze angebracht werden und der Vorgang von vorne wiederholt werden</p>	<p>Le Infuset set di prolunga per infusione sono sterili monouso monouso set di tubi di prolunga con varie lunghezze e diametri interni. Infusets hanno lo scopo di collegare i dispositivi medici di infusione per infusione IV e del tessuto sottocutaneo, come richiesto e determinato dai medici in casa o in ambiente ospedaliero. Solo monouso Non risterilizzare Utilizzare una tecnica asettica Seguire le istruzioni del medico Se l'origine del liquido viene scollegato durante i passaggi qui sotto, arrestare il processo e mettere un tappo sterile senza sfiato sulla siringa e il tubo</p>
<p>1</p> 	<p>Wash hands before handling any supplies</p>	<p>Vous devez vous laver les mains avant de commencer</p>	<p>Lávese las manos antes de empezar</p>	<p>Vor Beginn Hände waschen</p>	<p>Lavarsi le mani prima di iniziare</p>
<p>2</p> 	<p>Remove Infuset from packaging</p>	<p>Retirez le Infuset de l'emballage</p>	<p>Saque el Infuset del paquete</p>	<p>Entfernen Infuset aus dem Paket</p>	<p>Rimuovere il Infuset dalla confezione</p>
<p>3</p> 	<p>Connect Infuset female luer lock (FLL) to the source of infusion male luer lock (MLL)</p>	<p>Connecter Infuset luer lock femelle (FLL) à la source de la perfusion Luer mâle de verrouillage (MLL)</p>	<p>Conectar Infuset luer hembra de bloqueo (FLL) a la fuente de la infusión de bloqueo luer macho (MLL)</p>	<p>Verbinden Infuset weiblichen Luer-Lock (FLL) mit der Quelle von Infusions Luer (MLL)</p>	<p>Collegare Infuset raccordo luer lock femmina (FLL) alla sorgente di infusione luer lock maschio (MLL)</p>
<p>4</p> 	<p>Connect Infuset male luer lock (MLL) to patient set female luer lock (FLL) or additional tubing set.</p>	<p>Connectez Infuset mâle luer lock (MLL) pour l'installation du patient luer lock femelle (FLL) ou un ensemble tube supplémentaire.</p>	<p>Conecte Infuset macho luer lock (MLL) a paciente femenina conjunto luer lock (FLL) o conjunto de tubos adicionales.</p>	<p>Schließen Infuset Luer (MLL) zu Patient Satz weiblichen Luer-Lock (FLL) oder zusätzliche Schlauchset.</p>	<p>Collegare Infuset maschio luer lock (MLL) al paziente insieme raccordo luer lock femmina (FLL) o set di tubi aggiuntivi</p>
<p>5</p> 	<p>Use provided slide clamp to prevent flow of fluid.</p>	<p>Utilisez le clamp pour fermer le flux du fluid</p>	<p>Use el clamp para cerrar el flujo de líquido</p>	<p>Benutzen Sie die clamp zu blocken den Fluidstrom</p>	<p>Utilizzare il clamp per chiudere il flusso del fluido</p>
<p>6</p>	<p>Complete infusion as directed by your clinician for the specific infusion instructions for use (IFU).</p>	<p>Perfusion complet tel que prescrit par votre médecin pour obtenir des instructions d'utilisation spécifiques liées à la perfusion (IFU)</p>	<p>Infusión completa como lo indique su médico para obtener instrucciones específicas para el uso de infusión (IFU)</p>	<p>Komplette Infusion, wie von Ihrem Arzt für die spezifischen Infusion Gebrauchsanweisung (IFU) gerichtet</p>	<p>Completare l'infusione come indicato dal vostro medico per le istruzioni di infusione specifiche per l'uso (IFU)</p>
<p>7</p>	<p>Replace per CDC guidelines.</p>	<p>Remplacer par les lignes directrices des CDC.</p>	<p>Reemplace según las pautas de los CDC.</p>	<p>Ersetzen pro CDC Richtlinien.</p>	<p>Sostituire secondo le linee guida CDC</p>
<p>8</p> 	<p>After use dispose in appropriate waste container.</p>	<p>Après utilisation disposer dans un contenant de récupération approprié</p>	<p>Después del uso deseche en un recipiente apropiado para desechos.</p>	<p>Nach Gebrauch in geeigneten Abfallbehälter entsorgen.</p>	<p>Dopo l'uso smaltire in contenitore per i rifiuti appropriato</p>

See page two for symbols definition.

Infuset - Infusion extension set Instructions for Use (IFU)

	SYMBOLS	ENGLISH	FRENCH	SPANISH	GERMAN	ITALIAN
1		Warning	Attention	Advertencia	Warnung!	Attenzione
2		Read the instructions	Lisez les instructions	Lea las instrucciones	Bedienungsanleitung lesen!	Leggi le istruzioni
3		Do not re-use	Ne pas réutiliser	No vuelva a utilizar	Nur zur Eimalverwendung!	Non riutilizzare
4		Don't use if package is damaged	Ne pas utiliser lorsque l'emballage est endommagé	No utilizar cuando el envase esté dañado	Nicht verwenden wenn Packung beschädigt ist!	Non utilizzare quando l'imballaggio è danneggiato
5		This product is not made with latex	pas fait avec du latex	no hecha de látex	nicht mit Latex	non fatto con il lattice
6		Sterilized by Ethylene Oxide	Stérilisé par oxyde d'éthylène	Esterilizado por óxido de etileno	Sterilisation mit Äthylen Oxid	Sterilizzato con ossido di etilene
7		Manufacturer	Fabricant	Fabricante	Hersteller	Fabbricante
8		EC Representative	Représentant CE	Representante CE	EC Stelle	Rappresentante CE
9		Reference number	Numéro de référence	Número de referencia	Referenz Nummer	Numero di riferimento
10		Manufacturing date	Date de fabrication	Fecha de fabricación	Herstellungsdatum	Data di produzione
11		Batch	Lot	Lote	Los	Lotto
12		Expiration date	Date d'expiration	Fecha de caducidad	Verfallsdatum	Data di scadenza
13		Quantity	Quantité	Cantidad	Menge	Quantità
14		Storage temperature limits	Limites de température de stockage	Límites de temperatura de almacenamiento	Lagertemperatur Grenzen	Limiti de temperatura di stoccaggio
15		Serial number	Numéro de série	Número de serie	Seriennummer	Numero di serie
16		Diameter	Diamètre	Diámetro	Durchmesser	Diametro
17		Length	Longueur	Longitud	Länge	Lunghezza
18		To sale by or on the order of a physician.	Utiliser uniquement comme prescrit par un médecin	Utilice solamente según lo prescrito por un médico	Rezeptpflichtig	Utilizzare solo su ordine di un medico
19		Approximate priming volume	Approximative volume de remplissage	Volumen aproximado de llenado	Ungefähren füllvolumen	Approssimativo volume di riempimento
20		Is not made with di(2-ethylhexyl) phthalate (DEHP)	pas fait avec du di(2-ethylhexyl) phthalate (DEHP)	no hecha de di(2-ethylhexyl) phthalate (DEHP)	nicht mit di(2-ethylhexyl) phthalate (DEHP)	non fatto con il di(2-ethylhexyl) phthalate (DEHP)
21		CE Mark	Marquage CE	Marca CE	CE-Kennzeichnung	Marchio CE
22		Internal Diameter	Diamètre intérieur	Diámetro interno	Innendurchmesser	Diametro interno
23		Outer Diameter	Diamètre extérieur	Diámetro exterior	Außendurchmesser	Diametro esterno
24		Non-pyrogenic fluid path	Trajet de fluide non-pyrogène	Apirógena fluido ruta	Nicht pyrogen Fluidweg	Apirogena fluido percorso

Infuset - Infusion extension set Specifications

Reorder Number	Description	Dimensions
FP-0010004	Infuset-1850, Infusion extension set	↔ 6.04cm x ø0.4mm ID x ø2.4mm OD
FP-0010005	Infuset-930, Infusion extension set	↔ 26.36cm x ø0.4mm ID x ø2.4mm OD
FP-0010006	Infuset-820, Infusion extension set	↔ 16.83cm x ø0.4mm ID x ø2.4mm OD
FP-0010007	Infuset-290, Infusion extension set	↔ 57.16cm x ø0.4mm ID x ø2.4mm OD
FP-0010008	Infuset-190, Infusion extension set	↔ 51.76cm x ø0.3mm ID x ø2.4mm OD
FP-0010009	Infuset-650, Infusion extension set	↔ 24.45cm x ø0.4mm ID x ø2.4mm OD
FP-0010010	Infuset-430, Infusion extension set	↔ 36.84cm x ø0.4mm ID x ø2.4mm OD
FP-0010011	Infuset-120, Infusion extension set	↔ 84.78cm x ø0.3mm ID x ø2.4mm OD